

Detergent dezinfectant lichid superconcentrat pentru suprafețe, utilaje și ustensile

Descriere

Suma Bac D10 este un detergent dezinfectant lichid concentrat, care curăță și dezinfectează toate suprafețele, într-un singur pas.

Proprietăți de bază

Suma Bac D10 este adecvat pentru toate suprafețele din ariile de producție alimentară și incintele utilizate pentru produsele alimentare. Combinația de săruri cuaternare de amoniu, secheștrant și sistem tampon face acest produs foarte eficient împotriva unei game largi de microorganisme, în toate condițiile de duritate a apei. Formula sa conține, de asemenea, surfactanți, ceea ce face ca produsul să fie adecvat pentru curățarea și dezinfectarea într-un singur pas.

Beneficii

- Un produs pentru curățare și dezinfectare
- Degresează și îndepărtează rapid resturile alimentare uscate
- Foarte eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme, ajută la îmbunătățirea igienei
- Are activitate bactericidă, levuricidă și virucidă cu efect asupra virusurilor cu anvelopă
- Eficient indiferent de gradul de duritate al apei

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, violet

Valoarea pH-ului (conc.): 11

Valoarea pH-ului soluție 1%: 10,3

Densitate relativă (20 °C): 1,05

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manipularea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com. Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Compatibilitatea produsului

Dacă este utilizat conform recomandărilor, Suma Bac D10 este compatibil cu majoritatea materialelor întâlnite în bucătării.



Instrucțiuni de utilizare:

1. Îndepărtați murdăria excesivă de pe suprafață.
2. Diluați produsul conform tabelului de dozaj.
3. Aplicați pe suprafață și ștergeți sau periați suprafața.
4. Lăsați suprafața udă conform timpului de contact relevant (consultați tabelul de mai jos).
5. Clătiți cu apă curată.

Pulverizare/înmuire	EN1276, EN1650, EN13697	Bacterii + levuri	15 ml/l (1,5%)	5 min.
Ștergere	EN1276, EN1650, EN16615	Bacterii + levuri	10 ml/l (1,0%)	5 min.
			40 ml/l (4,0%)	30 sec.
	EN14476	Virusuri cu anvelopă	15 ml/l (1,5%)	5 min.
	EN14476	Virusuri cu anvelopă	25 ml/l (2,5%)	1 min.

Date microbiologice:

Metodă testare EN	Condiții de murdărie	Organism(e) de testare	Timp de contact	Temp (°C)	Concentrație necesară
EN1276 (2010)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA)	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>	5 min.	20	1,00%
EN1276 (2019)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA)		30 sec.	20	2,00%
EN1650 (2013)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA)	<i>C. albicans</i>	5 min.	20	1,00%
			30 sec.	20	2,00%
EN13697 (2015)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA)	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>C. albicans</i>	5 min.	20	1,50%
EN16615 (2015)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA + 3,0 ml/L eritrocite)	<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>C. albicans</i>	5 min.	20	1,00%
	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA)		30 sec.	20	4,00%
EN14476 (2013 + A1:2015)	Condiții de murdărie (3,0 g/L BSA + 3,0 ml/L eritrocite)	Virus vaccinia Ankara modificat (MVA)	5 min.	20	1,50%
EN14476 (2013 + A2:2019)			1 min.	20	2,50%